



Das transparente Abformmaterial
Fresh[®] clear

Der transparente Abformlöffel
Border-Lock[®]



Transparent!
Formstabil!
Sicher!

Fresh[®] clear & Border-Lock[®]

Weltneuheit aus Unna!

Die Dreve Dentamid bietet den implantologisch tätigen Zahnärzten das erste transparente Abformmaterial, **Fresh[®] clear**, an.

Einzigartig

Im Gegensatz zu herkömmlichen Abformmaterialien ist **Fresh[®] clear** geschmacks- und geruchsneutral. Der Anwender sieht während des gesamten Abformprozesses klar und deutlich, an welcher Stelle die Implantate durch die Perforationen im transparenten Löffel geführt werden müssen. Da der Anwender somit eine sehr präzise Kontrolle über die Einschubbewegung hat, lassen sich die Perforationen extrem klein gestalten.

Formstabil

Der transparente **Border-Lock[®]** Abformlöffel von Prof. Schreinemakers ist eine zuverlässige Alternative für den individuellen Löffel. Die Wanddicke des Löffels gewährleistet auch nach dem Beschleifen eine ausgezeichnete Stabilität. Der semi-individuelle Sitz des Löffels und die Vielfalt der Löffelformen, bietet dem Zahnarzt einen passenden Löffel für jeden Patienten.

Das Fazit

Der Abformprozess gestaltet sich mit **Fresh[®] clear** und **Border-Lock[®]**, selbst bei komplizierten Ausgangslagen, erheblich sicherer als mit herkömmlichen Materialien und Löffeln.



5123	Fresh [®] clear	380 ml Großkartusche
5121	Fresh [®] clear	2 x 50 ml Doppelkartuschen 6 Mischkanülen
5122	Fresh [®] clear	8 x 50 ml Doppelkartuschen
5611X+5612	Border-Lock [®]	Satz 10 OK + Satz 8 UK, bezahnt
5642-45, 5651-58	Border-Lock [®]	Refill: 10 bezahnte Löffel einer Nummer
6610	Border-Lock [®]	Satz 5 OK + 5 UK, unbezahnt
6621-25, 6631-35	Border-Lock [®]	Refill: 5 unbezahnte Löffel einer Nummer



Dreve +49 2303 8807-0
CLAN +31 4955 93351